

## Rutin

Fastställt av: Andreas Winroth

Upprättat av: Pia Stark

Granskare: Marie A Öhman

Organisation gäller inom: Operation och sterilteknisk avdelning Skellefteå, Anestesi operation iva Umeå gemensam, Operation Lycksele, Hand- och plastikkirurgisk klinik Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå, Ögonklinik Västerbotten, Käkkirurgi Umeå, Vårdhygien Västerbotten

# Desinfektion, städning samt omhändertagande av tvätt och avfall på operation

## Förändringar från föregående utgåva

Desinfektionsmedel Perform är bortplockat vid städning eftersom det ej finns som beställningsvara. Ny dokumentmall. Den ersätter dokument med nummer 62051 från platinas ledningssystem.

## Omfattning

Dokumentet riktar sig till operations- och interventionsenheter inom Region Västerbotten.

## Bakgrund

Ofta vet man inte om smitta föreligger. Det är därför viktigt att **alltid** arbeta på ett säkert och korrekt sätt enligt basala hygienrutiner. Städning och desinfektion ska därför alltid följa samma rutin oavsett om det finns en konstaterad smitta eller inte. Vid ingrepp med risk för luftburen bakteriell smitta, främst vid stora brännskador och utbredda hudskador, ska oförbrukad materiel som legat framme kasseras eller re-steriliseras även om det varit förpackat.

## Syfte

Instruktionen syftar till att säkerställa en korrekt rengöring och desinfektion av medicinteknisk utrustning/apparatur, datorskärm/tangentbord och operationsrum mellan operationer för att förhindra risken för smittspridning. Instruktionerna kompletterar Vårdhandbokens riktlinjer gällande Rengöring och desinfektion av operationsrum

## Lagar och andra krav

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 5 kap 1§

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS (2015:10)

## Ansvar och befogenheter

Arbetsgivaren/verksamhetschefen ansvarar för att det finns fungerande arbets- och städrutiner och

---

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

informera om de rutiner som finns. Arbetstagaren är skyldig att känna till och följa fastslagna rutiner.

## Beskrivning/Genomförande

### Desinfektionsmedel

Virkon® och alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel är olika typer av desinfektionsmedel som är ämnade för både rengöring och desinfektion av ytor.

- Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid lämpar sig bäst för desinfektion vid **mindre spill** av kroppsvätskor och används som punktdesinfektion under pågående operation samt efter avslutad operation för att rengöra/desinfektera utrustning och tagytor i operationssalen (se förslag på tagytor under punkt 2 i mellanstädning nedan).
- Virkon® används efter avslutad operation på material/utrustning och golv om det förekommit **rikligt spill** av kroppsvätskor. Virkon® löser intorkad smuts lättare än vad alkoholbaserade desinfektionsmedel gör samtidigt som det har en mycket god desinfekterande effekt. För eventuell inverknings tid och eftertorkning med vatten se bruksanvisning.

### Före dagens första operation

Operationslampa, alla patientnära horisontella ytor och all utrustning som tas in på rummet torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller enligt tillverkarens anvisning. Kontrollera att alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid för punktdesinfektion finns inne på salen.

### Under operation

Punktdesinficera golv och andra arbetsytor med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid vid spill av kroppsvätskor eller annan kontaminering.

### Mellan operationer = mellanstädning

1. Flergångsinstrument och material rengörs och desinfekteras. Värmedesinfektion i diskdesinfektor ska användas i första hand.
2. Desinfektera utrustning såsom operationslampa inklusive fastsittande handtag, operationsbord, operationspelare, horisontella ytor samt annan hängande apparatur. All övrig utrustning/apparatur som vidrörts (tagytor) i samband med ingreppet som anesthesiapparat, anestesibord, handtag till anestesibordets lådor, touchknappar på apparatur, tangentbord, handtag till genomräknings-skåp, telefon m.m. desinfekteras. Välj desinfektionsmedel enligt ovan.
3. Golvområdet kring operationsbordet och fotpallar rengörs med rengöringsmedel och vatten. Torka golvet med rengöringsmedel och vatten, använd mikrofibermopp eller engångsmopp

---

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

enligt leverantörens anvisningar. Rengöring med rengöringsmedel och vatten behövs inte göras om golvet torkats med Virkon®. Doppa inte tillbaka använd trasa i hinken.

4. Rengör och desinfektera städhinkar i spoldesinfektor. Moppskaft rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Operationssalen kan tas i bruk omedelbart efter denna städning

#### **Efter dagens sista operation eller minst en gång per dygn**

1. Desinfektera utrustning enligt punkt 1 och 2 ovan
2. Rengör all övrig utrustning
3. Torka hela golvet med rengöringsmedel och vatten. Flytta på all lös utrustning. Använd engångstrasa alternativt mikrofibermopp och doppa inte tillbaka trasan i hinken.
4. Rengör och desinfektera städutrustningen i spoldesinfektor. Moppskaft rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
5. Mikrofibermoppar ska skickas till städet för tvätt. (Skellefteå, Lycksele)

#### **Veckostädning**

Städningen ska utföras i operationsrum, slussar, förberedelserum och avvecklingsrum enligt denna rutin minst en gång per vecka och oftare vid behov.

Med rengöringsmedel och vatten torkas

- ovanpå armar till lampor och pendlar
- runt skåp, handtag, lister och hyllor
- väggar, salsdörrar och dörröppnare
- ev fönster, fönsterbrädor och element

Ventiler rengörs. Byt filter till sugflaskor. Rengör sugbehållare i spoldesinfektor

Avsluta med manuell rengöring av golvet. Skurmaskin bör användas.

#### **Medicinskteknisk utrustning**

Utrustning som delas mellan salar och förvaras i apparatrum ska rengöras med rengöringsmedel och vatten 1g/vecka

#### **Storstädning**

Utförs en gång/år.

#### **Tvätt**

Smutstvätt förorenad med smittfarligt material eller cytostatika sorteras enligt lokal anvisning

Hantering av smuts- och risktvätt. Finns i Regionens ledningssystem och på [Vårdhygiens hemsida](#).

---

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

## Avfall

Avfall Se Regionens ledningssystem Avfallshandbok

Utarbetat av

Vårdhygien

Referenser

[Vårdhandboken – Rengöring och desinfektion av operationsrum](#)